


Кроличья Моноклональная Антитела К Mcm5 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P33992

Артикул: CM0012622



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий MCM5 — фактор лицензирования репликации ДНК. Валидирована для применения в WB, IHC-P, IP и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований клеточного цикла и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM5 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Вид	Человек
ID гена (человек)	4174
ID гена	4174
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 635-734 человеческого MCM5 (P33992).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33992
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодовая упаковка