


Кроличий Поликлональный Антитело К Mcm7 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Артикул: CM0015890



введение

Кроличий поликлональный антитело к MCM7, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований репликации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4176
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого MCM7 (NP_005907.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33993
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом