


Кроличье Моноклональное Антитело К Mda5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Byx4

Артикул: CM0004605



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MDA5 (IFIH1), цитоплазматического сенсора вирусной РНК. Валидировано для WB и ELISA; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MDA5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64135
GeneID	64135
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900-1000 человеческого MDA5 (Q9BYX4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYX4
Молекулярный вес белка	25 кДа/117 кДа
Доставка	Сухой лед / Лед