


Моноклональное Антитело Кролика К Mda5 Для Wb, Ip, Elisa — Q9Byx4

Артикул: CM0009083



введение

Моноклональное антитело кролика к MDA5 (Q9BYX4) для WB, IP, ELISA. Обнаруживает человеческий IFIH1 — цитоплазматический сенсор вирусных нуклеиновых кислот. Подходит для исследований врождённого иммунного ответа и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к MDA5
Примечания/синонимы	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Вид	Человек
GeneID	64135
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 человеческого IFIH1 (NP_071451.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9BYX4
Молекулярная масса белка	25 кДа / 117 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент