


Поликлональные Кроличьи Антитела К Mda5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Byx4

Артикул: CM0017746



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MDA5 (IFIH1) — цитоплазматическому сенсору вирусной РНК. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и противовирусных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDA5 кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1; IFIH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	64135
GeneID	64135
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 человеческого IFIH1 (NP_071451.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYX4
Молекулярная масса белка	25 кДа/117 кДа
Доставка	Сумка-холодильник