

Кроличье Поликлональное Антитело Mdfi Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q99750

Артикул: CM0017577

введение

Кроличье pAb антитело MDFI, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает эндогенный белок MDFI в образцах человека, мыши и крысы. Ингибитор семейства MyoD, участвующий в миогенезе и передаче сигналов Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb антитело MDFI
Примечания/Альтернативные названия	I-MF; I-mfa; MDFI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4188
GeneID	4188
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого MDFI (NP_005577.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99750
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом