

Кроличья Поликлональная Антитела К Mdh2 - P40926

Артикул: CM0014570



введение

Высококачественные поликлональные антитела против MDH2 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфичны к митохондриальной малатдегидрогеназе человека и мыши, незаменимы для исследований цикла Кребса и малат-аспартатного шаттла. Идеально подходят для изучения метаболических и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDH2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MDH, MOR1, DEE51, M-MDH, EIEE51, MGC:3559, MDH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4191
ID гена	4191
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 59-338 человеческого MDH2 (NP_005909.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P40926
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С холодильным пакетом