

Med25 Кроличья Раb - Q71Sy5

Артикул: CM0019723



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого MED25 (ARC92/p78), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения медиаторного комплекса и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MED25 Кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	P78; ACID1; ARC92; BVSYS; PTOV2; CMT2B2; TCBAPO758; MED25
Вид	Человек
ID гена (Человек)	81857
ID гена	81857
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-200 человеческого MED25 (NP_112235.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q71SY5
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Сумка со льдом