

Megf10 Rabbit Pab - Q96Kg7

Артикул: CM0015482

введение

MEGF10 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, направленное против человеческого MEGF10 (Q96KG7). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА; обнаруживает эндогенный MEGF10 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований фагоцитоза и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MEGF10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SR-F3, EMARDD, CMYP10A, CMYP10B, MEGF10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84466
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-160 человеческого MEGF10 (NP_115822.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96KG7
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент