

Кроличья Поликлональная Антитело К Mek3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P46734

Артикул: CM0025852

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к MEK3, валидированная для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с MEK3 (MAP2K3) человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований стрессовой сигнализации и пути MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK3 кроличья pAb
Примечания/алиасы	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5606
GeneID	5606
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-70 MEK3 человека (NP_659731.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46734
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодовой пакет