

Кроличий Моноклональный Антитело К Mek3/Mek6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P/46734 / P52564

Артикул: CM0003792

введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого MEK3/MEK6. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с мышью и крысой. Разработано для изучения сигнальных путей MAP-киназы в ответах на стресс и цитокины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK3/MEK6 кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	MAPKK3; MEK3; MKK3; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; MEK3/MEK6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 248-347 человеческого MEK3/MEK6 (P46734).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46734/P52564
Молекулярный вес белка	39,37 кДа
Доставка	Сумка со льдом