

Поликлональные Кроличьи Антитела К Merlin, P35240 — Для ВБ И Ифа

Артикул: CM0022620



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому белку Merlin (NF2), валидированные для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживают эндогенный Merlin в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследования сигнального пути Hippo, подавления опухолей и биологии мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к Merlin
Примечания/алиасы	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Merlin
Вид реагента	Человек
ID гена (человек)	4771
ID гена	4771
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 347-595 человеческого белка Merlin (NP_000259.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35240
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет