

Кроличье Моноклональное Антитело К Metap2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P50579

Артикул: CM0008207



введение

Кроличье моноклональное антитело к METAP2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает METAP2 человека, мыши и крысы — метионинаминопептидазу, играющую ключевую роль в удалении N-терминального метионина и регуляции синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METAP2 кроличье МАт
Примечания/Псевдонимы	MAP2; MNPER; p67eIF2; METAP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10988
GeneID	10988
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380-478 человеческого METAP2 (NP_006829.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50579
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	В ледяном пакете