

Метилированный-Nr1 Гамма/Cbx3 (H175) Кроличья Поликлональная Антитело Q13185 Для Дот-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000222



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против метилированного HP1 гамма/CBX3 по остатку H175, валидировано для дот-блоттинга и ИФА в образцах человека. Распознает белок CBX3 человека (21 кДа). Подходит для эпигенетических и хроматинных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Метилированный-HP1 гамма/CBX3-H175 Кроличья ппА
Примечания/Альтернативные названия	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Метилированный-HP1 гамма/CBX3-H175
Вид	Человек
ID гена (человек)	11335
ID гена	11335
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-183 белка HP1 гамма/CBX3 человека (NP_009207.2).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	ДБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13185
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладаэлементами