

Mettl14 Кролик Rab - Q9Hce5

Артикул: CM0025238



введение

Поликлональное антитело кролика против METTL14, ключевой компонент комплекса m6A метилирования РНК. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований эпигенетической регуляции транскрипции и биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METTL14 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	hMETTL14; METTL14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57721
GeneID	57721
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 белка METTL14 человека (NP_066012.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCE5
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом