

Кроличыи Поликлональные Антитела К Mettl16 Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q86W50

Артикул: CM0016069



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий METTL16 (РНК N6-метилтрансфераза). Валидированы для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Идеально подходят для изучения модификации РНК и гомеостаза S-аденозил-L-метионина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к METTL16
Примечания/синоним	METT10D; METTL16
Вид	Человек
GeneID (человек)	79066
GeneID	79066
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 263-562 человеческого METTL16 (NP_076991.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q86W50
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом