


Кроличье Поликлональное Антитело К Mettl5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nrn9

Артикул: CM0025502



введение

Кроличье поликлональное антитело к METTL5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на рРНК N6-аденозин-метилтрансферазу METTL5 (Q9NRN9), важную для исследований трансляции и плюрипотентности стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к METTL5
Примечания/Альтернативные названия	MRT72; HSPC133; METTL5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29081
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-209 человеческого METTL5 (NP_054887.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRN9
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом