

Кроличье Моноклональное Антитело К Mglur2 Для Вестерн-Блоттинга - Q14416

Артикул: CM0009357



введение

Кроличье моноклональное антитело к mGluR2 (Q14416), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ELISA. Определяет человеческий метаботропный глутаматный рецептор 2, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для нейробиологических исследований синаптической передачи и возбудимости нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к mGluR2 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	GLUR2; mGluR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2912
ID гена	2912
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 773-872 человеческого mGluR2 (Q14416).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q14416
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом