

Моноклональные Антитела Кролика К Mhc Класса I (Hla-A/B) - P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450

Артикул: CM0008170

введение

Рекомбинантные моноклональные антитела кролика, направленные против человеческого МНС класса I (HLA-A/B). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ и ИФА. Подходят для исследований в области иммунологии и разработки диагностических тестов, направленных на аллели HLA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МНС класса I (HLA-A/B) Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HLAA; МНС класса I (HLA-A/B)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3105/3106
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого МНС класса I (HLA-A/B) (P04439).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка со льдом