

Кроличий Моноклональный Антитело К Mib1/Dip1 Для Wb, Elisa - Q86Yt6

Артикул: CM0012549



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против MIB1/DIP1 (Q86YT6). Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиным белкам. Подходит для изучения сигнального пути Notch, убиквитинирования и биологии centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIB1/DIP1 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57534
GeneID	57534
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MIB1/DIP1 (Q86YT6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86YT6
Молекулярный вес белка	110кДа
Доставка	Сумка-холодильник