

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mica Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q29983

Артикул: CM0003447



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MICA (MHC class I polypeptide-related sequence A). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Для использования в исследованиях иммунного надзора и реакции на стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против MICA
Примечания/Альтернативные названия	MIC-A; PERB11.1; MICA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	100507436
GeneID	100507436
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q29983
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом