

## Кроличыи Pab K Mica Для Wb, Elisa - Q29983

Артикул: CM0016251



### введение

Поликлональные антитела к MICA, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на белок, связанный с МНС класса I, участвующий в активации NK-клеток; идеально подходят для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MICA Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | MIC-A; PERB11.1; MICA                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID                    | 100507436                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-307 человеческого MICA (NP_000238.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | Q29983                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 43кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                     |