

Кроличье Поликлональное Антитело К Mical1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tdз2

Артикул: CM0015829



введение

Кроличье pAb к MICAL1 — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на белок MICAL1 человека и мыши, монооксигеназу, регулирующую динамику актина и апоптоз. Подходит для исследований цитоскелета и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MICAL1
Примечания/Альтернативные названия	MICAL; NICAL; MICAL-1; MICAL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64780
ID гена	64780
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 718-1067 белка MICAL1 человека (NP_073602.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8TDZ2
Молекулярная масса белка	118 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом