

Кроличье Поликлональное Антитело Против Митофузина 2 - Митофузин 2

Артикул: CM0012830

введение

Кроличье поликлональное антитело против митофузина 2 для применений WB, IHC-P и ELISA. Определяет белок человека, мыши и крысы. Иммуноген представляет собой рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотам 70-260 мышиногo митофузина 2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против митофузина 2
Примечания/синонимы	Fzo; D630023P19Rik; митофузин 2
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	9927
Идентификатор гена	170731
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-260 мышиногo митофузина 2 (NP_573464.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
Молекулярная масса белка	68 кДа/86 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом