

Кроличья Рab K Mixl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H2W2

Артикул: CM0023033

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого MIXL1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный MIXL1; подходят для исследований в области биологии развития и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MIXL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MIX; MIXL; MILD1; MIXL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83881
GeneID	83881
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-232 человеческого MIXL1 (NP_114150.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2W2
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент