


MLxipl Rabbit Pab - Q9Np71

Артикул: CM0029911



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого MLXIP (CHREBP), транскрипционного фактора, чувствительного к глюкозе. Валидированы для WB, ELISA; перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеальны для исследований метаболизма и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MLXIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	МЮ; MLX; CHREBP; MONDOB; WBSR14; WS-bHLH; bHLHd14; MLXIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	51085
GeneID	51085
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-175 человеческого MLXIP (NP_116569.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NP71
Молекулярный вес белка	93 кДа
Доставка	Сумка со льдом