

Поликлональные Антитела Кролика Против Mmp17 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULz9

Артикул: CM0029033

введение

Высокоспецифичные поликлональные антитела кролика против MMP17, валидированные для WB, IHC-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения ремоделирования внеклеточного матрикса и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP17 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MMP-17; MT4MMP; MTMMP4; MT4-MMP; MMP17
Вид	Человек
GeneID (человек)	4326
GeneID	4326
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULZ9
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом