


Поликлональное Антитело Кролика Против Mmp9 Для Wb, Elisa - P14780

Артикул: CM0022770



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого MMP9 (желатиназа B). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с мышиным MMP9. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и разработки продуктов для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP9 pAb кролика
Примечания/синонимы	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4318
Идентификатор гена	4318
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 538–707 человеческого MMP9 (NP_004985.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P14780
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом