

Moc3 Rabbit Pab - A0A0N7Kjv6

Артикул: CM0024069

введение

MOC3 Rabbit pAb, поликлональное антитело, направленное против MOC3 Oryza sativa (SWISS A0A0N7KJV6), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA) в исследованиях риса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MOC3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	
Вид	Oryza sativa
ID гена	107275471
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 98-289 MOC3 Oryza sativa. (Q7XM13)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	A0A0N7KJV6
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом