


Кроличий Поликлональный Антитело Против Mo Against Mocс3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 095396

Артикул: CM0027988



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого MOCS3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий и мышинный белки, подходит для исследований тиолирования тРНК и биосинтеза молибденового кофактора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MOCS3 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	UBA4; MOCS3
Вид	Человек
Идентификатор гена	27304
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 271-460 человеческого MOCS3 (NP_055299.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	095396
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом