

## Поликлональные Кроличьи Антитела К Mon1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Vx9

Артикул: CM0022175



### введение

Поликлональные кроличьи антитела к MON1A для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с человеческим белком MON1A, белком слияния вакуолей, участвующим в мембранном транспорте и активации RAB7. Q86VX9.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MON1A кроличьи пАт                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | SAND1; MON1A                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                       |
| GeneID (Человек)          | 84315                                                                                                                         |
| GeneID                    | 84315                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого MON1A (Q86VX9) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                       |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q86VX9                                                                                                                        |
| Молекулярный вес белка    | 73кДа                                                                                                                         |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                |