

Вирус Оспы Обезьян (Мрхv) E8L Кроличье Mab - Q8V4Y0

Артикул: CM0004712

введение

Кроличье моноклональное антитело к вирусу оспы обезьян (MPXV) E8L, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает белок, связывающийся с поверхностью клетки, OPG105 (Q8V4Y0), критически важный для прикрепления вириона. Идеально для исследований вируса оспы обезьян.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к вирусу оспы обезьян (MPXV) E8L
Вид	Вирус оспы обезьян
GeneID	929017
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-275 белка E8L вируса оспы обезьян (MPXV) человека. (NP_536532.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Вирус оспы обезьян
SWISS	Q8V4Y0
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом