

## Панель Моноклональных Антител Для Выявления Treg-Клеток Человека И Яванской Макаки Методом Проточной Цитометрии — Панель Treg Для Человека/Макаки

Артикул: CM0012219

### введение

Панель моноклональных антител, предназначенная для идентификации и анализа регуляторных Т-клеток (Treg) в образцах человека и яванской макаки методом проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований иммунофенотипирования и иммунного мониторинга.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                    |
|---------------------------|---------------------------------|
| Наименование продукта     | Панель Treg для человека/макаки |
| Категория                 | Моноклональные антитела         |
| Применение                | FC                              |
| Перекрёстная реактивность | Человек, яванская макака        |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                  |