


Кроличыи Поликлональные Антитела К Монометилированному Гистону H2B-K5 (P62807/Q16778) Для Wb, If/Icc, Ифа

Артикул: CM0000235



введение

Кроличыи поликлональные антитела к монометилированному гистону H2B-K5 (MonoMethyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb) выявляют эндогенный монометилированный гистон H2B по лизину 5 (P62807/Q16778) у человека, мыши и крысы. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА, поддерживает исследования хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MonoMethyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; MonoMethyl-Histone H2B-K5
Вид	Человек
ID гена (человек)	H2B
ID гена	3017/8349
Иммуноген	Синтетический монометилированный пептид в области K5 человеческого H2BK5me1 (NP_003519.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	P62807/Q16778
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	С ледяным пакетом