


Поликлональные Кроличьи Антитела К Монометил-Гистону H3 (K14) (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Иф, Ифа

Артикул: CM0000369



введение

Поликлональные кроличьи антитела, специфичные к монометилированному гистону H3 в лизине 14. Распознают варианты H3.1 и H3.1t человека, мыши и крысы. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Идеальны для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Монометил-гистон H3-K14 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Монометил-гистон H3-K14
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический монометилированный пептид в области K14 человеческого монометил-гистона H3-K14 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом