


Кроличье Поликлональное Антитело Против Моно-Метилированного Гистона H3 По Лизину 27 (H3K27Me1) (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Chip И Elisa

Артикул: CM0000406



введение

Кроличье поликлональное антитело против моно-метилированного гистона H3 по лизину 27 (H3K27me1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии, дот-блоттинга, ChIP и ELISA. Прогнозируемая перекрестная реактивность с человеком, мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против моно-метилированного гистона H3-K27
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K27
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический моно-метилированный пептид вокруг K27 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Дот-блоттинг (DB), ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В термосумке со льдом