

Кроличье Моноклональное Антитело К Моно-Метилированному Гистону H3-K36 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга, Игх-П, Ифа

Артикул: CM0000386



введение

Кроличье моноклональное антитело, детектирующее моно-метилированный лизин 36 человеческого гистона H3 (SWISS Q16695/P68431). Предполагается перекрестная реактивность с мышиным, крысиным и другими видами. Подходит для Вестерн-блоттинга, дот-блоттинга, ИГХ-П и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к моно-метилированному гистону H3-K36
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический моно-метилированный пептид вокруг K36 человеческого гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	Вестерн1-блоттинг (WB), дот-блоттинг (DB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом