


Монометил-Histon H3-K36 Кроличья Моноклональная Антитело (Q16695/P68431) Для Wb, Db, Ip, Ифа, Chip

Артикул: CM0000361



введение

Монометил-Histon H3-K36 кроличья моноклональная антитело (SWISS: Q16695/P68431) для исследований в области эпигенетики. Валидирована для применения в WB, DB, IP, ИФА, ChIP; реактивность с человеком, мышью, крысой. Молекулярная масса 15 кДа, доставка в контейнере со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Монометил-Histon H3-K36 кроличья моноклональная антитело
Примечания/синонимы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Монометил-Histon H3-K36
Вид	Человек
ID гена (человек)	8290/8350
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический монометилированный пептид, соответствующий области K36 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IP, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (широкий диапазон прогнозируемой реактивности)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильная упаковка со льдом