

## Кроличья Поликлональная Антитело К Монометилгистону H3-K36 (Q16695/P68431) — Wb, Chip, Elisa

Артикул: CM0000261



### введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее монометилированный гистон H3 по лизину 36 (K36), для вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA, ChIP и ChIP-seq. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой, прогнозируется перекрестная реакция с широким спектром видов. Идеально подходит для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Монометил-Histone H3-K36 кроличья pAb                                                                                  |
| Примечания/синонимы       | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K36                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                |
| ID гена (человек)         | H3                                                                                                                     |
| ID гена                   | 8290/8350                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1–100 гистона H3 человека (NP_003520.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                 |
| Категория                 | Метилированные антитела                                                                                                |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр)                                                           |
| SWISS                     | Q16695/P68431                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 15 кДа                                                                                                                 |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                        |