


Кроличье Моноклональное Антитело К Monomethyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, ChIP, If/Icc И Эпигенетических Исследований

Артикул: CM0000385



введение

Это кроличье моноклональное антитело специфически распознает монометилированный лизин 4 гистона H3 человека (SWISS Q16695/P68431). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), дот-блоттинга (DB), иммунопреципитации хроматина (ChIP) и ELISA. Широкая перекрестная реактивность: человек, мышь, крыса, Arabidopsis, рис, пшеница. Идеально для эпигенетических исследований и изучения хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MonoMethyl-Histone H3-K4
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический монометилированный пептид, соответствующий участку вокруг K4 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), дот-блоттинг (DB), иммунопреципитация хроматина (ChIP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, Arabidopsis, рис, пшеница, другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом