

Монометил-Гистон H3-K4 Кроличья Rab (Q16695/P68431) — Валидирован Для Wb, IHC-P, ChIP И Др.

Артикул: CM0000364



введение

Поликлональные антитела кролика, специфичные к монометилированному гистону H3 в лизине 4 (H3K4me1). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP и ChIP-seq. Предполагается перекрестная реакция с человеческими, мышиными, крысиными и другими видами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Монометил-Гистон H3-K4 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	В ледяном пакете