

Монометил-Гистон H3-K79 Кроличье Моноклональное Антитело (Q16695/P68431) – Wb, Chip, Ihc-P, Elisa

Артикул: CM0000351



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к монометилированному лизину 79 гистона H3 (K79me1). Идеально подходит для WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP и ChIP-seq. Распознает человеческий, мышинный и крысиный H3; прогнозируется широкая перекрестная реактивность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	МоноМетил-Гистон H3-K79 Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; МоноМетил-Гистон H3-K79
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический монометилированный пептид в области K79 человеческого гистона H3 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом