

Кроличыи Поликлональные Антитела К Монометилированному Гистону H3-K79 (Q16695 / P68431) Для Wb, Elisa, Chip

Артикул: CM0000268



введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфичные к монометилированному лизину 79 гистона H3 (SWISS Q16695/P68431). Валидированы для методов WB, ELISA, ChIP; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши, крысы и, согласно прогнозам, с широким спектром других видов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к монометилированному гистону H3-K79
Примечания/Алиасы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; монометилированный гистон H3-K79
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический монометилированный пептид в области K79 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом