


Поликлональные Антитела Кролика Против Монометил-Гистона H3-K79 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Chip

Артикул: CM0000345



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против монометилированного гистона H3 в лизине 79 (K79me1), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP и ChIP-seq. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Монометил-гистон H3-K79 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Монометил-гистон H3-K79
Вид	Человек
ID гена (Человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический монометилированный пептид в области K79 человеческого гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом