


Монометил-Гистон H3-K9 (Q16695/P68431) Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, ChIP-Seq, Ифа

Артикул: CM0000375



введение

Поликлональные кроличьи антитела, специфичные к монометилированному гистону H3 по лизину 9 (H3K9me1). Подходят для Вестерн-блоттинга, ChIP-seq, ИГХ, ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для эпигенетических исследований и поставок сырья для МДВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МоноМетил-Гистон H3-K9 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; МоноМетил-Гистон H3-K9
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический монометилированный пептид в районе K9 человеческого гистона H3 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом