


Монометил-Гистон H3-K9 Кроличий Mab | Q16695 / P68431 - Специфический К Метилированию Антитело Для Wb, Chip, Elisa И Др.

Артикул: CM0000411



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к монометилированному гистону H3 по лизину 9 (H3K9me1, SWISS Q16695 / P68431). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP и ELISA с прогнозируемым широким перекрестным реагированием (человек, мышь, крыса).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МоноМетил-Гистон H3-K9 кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический монометилированный пептид, соответствующий остаткам, окружающим K9 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом