


Моноклональные Антитела К Кроличьему Монометил-Гистону H3-K9 (Q16695/P68431) — Моноклональные Антитела Для Эпигенетических Исследований

Артикул: CM0000319



введение

Моноклональные антитела к кроличьему монометил-гистону H3-K9 (Q16695/P68431) — это высокоспецифичные моноклональные антитела для обнаружения H3K9me1 в методах WB, DB, ИHC-P, IF/ICC и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши, крысы и других прогнозируемых видов. Идеально подходят для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональные антитела к кроличьему монометил-гистону H3-K9
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Монометил-гистон H3-K9
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический монометилированный пептид в области K9 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом