

Моноклональное Антитело Кролика Против Монометил-Гистона H3-K9 (Q16695/P68431) Для Wb, IHC, ChIP, Elisa

Артикул: CM0000379



введение

Кроличье mAb, обнаруживающее монометилированный лизин 9 гистона H3.1 (P68431) и H3.1t (Q16695). Валидировано для WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными, крысиными образцами; прогнозируется широкий спектр. Идеально подходит для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против монометил-Гистона H3-K9
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Монометил-Гистон H3-K9
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический монометилированный пептид в районе K9 человеческого гистона H3 (P68431)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом