


Кроличье Поликлональное Антитело К Моно-Метилированному Гистону H3-R17 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa

Артикул: CM0000409



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на моно-метилированный R17 гистона H3 человека (Q16695/P68431). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы и других видов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к моно-метилированному гистону H3-R17
Примечания/Альтернативные названия	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3J; MonoMethyl-Histone H3-R17
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом