


Кроличье Поликлональное Антитело К Моно-Метилированному Гистону H3-R2 (Q16695/P68431) | Вестерн-Блоттинг, Иммуофлуоресценция/Иммуоцитохимия, Ифа

Артикул: CM0000265



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к моно-метилированному гистону H3 по аргинину 2. Подходит для вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции/иммуоцитохимии, ИФА с широкой видовой перекрестной реактивностью (человек, мышь, крыса). Идеально для исследований в области эпигенетики и изучения динамики хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к моно-метилированному гистону H3-R2
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R2
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический моно-метилированный пептид, соответствующий участку вокруг R2 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуофлуоресценция/иммуоцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом